



RECOGIDA DE ORINA ELEMENTAL

1. Breve Información:

Este procedimiento expone las normas para la recogida de una porción media de orina tomada al azar, preferentemente de 1ª hora de la mañana, para su posterior análisis en el laboratorio.

2. Material necesario que se le entregará en el Centro:

Frasco estéril de 100 mL de boca ancha y tapón de rosca.

3. Preparación previa del paciente:

No requiere.

4. Procedimiento de recogida, conservación y transporte:

EL DÍA DE LA PRUEBA:

- Abra el contenedor de recogida.
- Orine un poco en la taza del inodoro.
- Interrumpa la micción y continúe orinando directamente en el contenedor, sin llenarlo del todo para evitar que se derrame la orina.
- Termine de orinar en el inodoro.
- Cierre el contenedor de forma que la tapa quede ajustada y hermética.
- Si no fuera posible su entrega inmediata, mantenga el contenedor en nevera hasta el momento de su entrega.

No dude consultar cualquier información adicional que necesite