

## SANGRE OCULTA EN HECES (CONTENEDOR ESPECÍFICO)

---

### 1. Breve información

Este procedimiento consiste en la recogida de las heces correspondientes a 1 o 3 días consecutivos (cada contenedor para una muestra de cada día).

### 2. Material necesario que le entregaremos en el Centro:

De 1 a 3 contenedores específicos para la determinación de sangre oculta en heces.

### 3. Preparación del paciente previa a la recogida de heces:

No requiere

### 3. Proceso de recogida de muestra:

1. Colocar una capa de papel higiénico en el sanitario y sentarse si es posible de cara al mismo.
2. Desenroscar el contenedor.
3. Poner en contacto la punta del bastoncillo con las heces y deslizar la punta dibujando líneas horizontales y verticales.
4. Una pequeña cantidad de muestra en el bastoncillo es suficiente.
5. Poner el bastoncillo dentro del tubo, apretar firmemente y agitar durante unos segundos. Repita este procedimiento si tiene que hacerlo más días consecutivos.
6. Escribir la fecha de recogida en cada uno de los tubos. Introduzca los tubos en la bolsa y guarde en la NEVERA hasta su entrega. **NO CONGELAR.**



**No dude consultar cualquier información adicional que necesite**